

필수 기기 공급품

LC 워크플로를 최적화하는 최고의 공급품

애질런트 기술 전문가들이 실험실의 중단 없는 운영과 최적의 성능을 달성하기 위해 새 기기와 함께 사용할 것을 권장하는 공급품 목록을 작성했습니다.

InfinityLab Quick Connect 피팅

- HPLC 및 UHPLC 시스템을 위한 완벽한 컬럼 연결
- 손가락만으로 단단히 조일 수 있도록 설계된 연결
- 믿을 수 있으며 재사용이 가능한 피팅 - 긴 수명, 다시 단단하게 밀폐 가능, 1,300bar까지 견딜 수 있음
- 제로 데드 볼륨을 보장하는 스프링 내장 설계

손으로 조이는 피팅, 고압 LC 및 UHPLC 피팅

InfinityLab Purging 용기 및 Stay Safe 캡 스타터 키트

- 해로운 용매 증기의 공기 중 유출 감소
- LC 라인 내 공기 유입 방지
- 쉬운 사용 및 처리

HPLC 안전 캡 - HPLC 병 및 폐기물 용기 캡

InfinityLab Flex Bench 및 Benchtop

- 필요 시 기기를 필요한 곳으로 이동 가능
- 실험실 공간 최적화 가능
- LC 시스템 구성, 모듈 변경, 현재 벤치 설정에서 유지보수 수행을 위한 쉬운 방법

HPLC 벤치 - HPLC 테이블 - HPLC 카트

InfinityLab Quick Change 인라인 필터

- 입자로 인한 컬럼 막힘 현상 및 손상 방지
- 견고한 필터 하우징으로 운영 비용 절감
- 도구 없이 손으로 조일 수 있는 필터 디스크 교체로 사용 편의성 제공

Quick Change HPLC 인라인 필터 및 필터 디스크

InfinityLab 그레디언트 등급 HPLC 용매

애질런트의 InfinityLab 그레디언트 등급 HPLC 용매는 분석용 UHPLC 응용에 적합하게 전문적으로 제조되었으며 일반적인 오염물질로부터 보호하여 최적의 성능을 보장하고 비용이 많이 드는 가동 중단과 수리 위험을 최소화합니다.

HPLC 용매, 크로마토그래피 용매, HPLC 그레디언트 등급



InfinityLab Quick Change Solvent Purifier

LC Solvent Purifier 또는 HPLC 용매 클리너는 HPLC 용매 불순물로 인해 발생하는 문제를 줄이고 고스트 피크를 제거하도록 설계된 용매 세척 카트리지입니다.

Agilent InfinityLab Quick Change Solvent Purifier는 HPLC-UV 그레디언트 실행 중에 원치 않는 고스트 피크를 유발하여 간섭을 일으킬 수 있는 이동상 오염물질을 포획하여 이동상에서 화학적 용매 불순물을 제거합니다.

HPLC 용매 클리너 - LC Solvent Purifier



Agilent InfinityLab 1220/1260/1290 시리즈 HPLC 기기를 위한

일반 LC 워크플로 공급품 권장 사항

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	부품군
5067-1603	InfinityLab Quick Change inline filter assembly for UHPLC, with 2.1 mm id, 0.2 µm filter discs	1	컬럼 수명 연장, 손가락으로 조여 교체 가능한 사용 편리성, 쉬운 교체를 위한 비접촉 포장  (최고 권장)	인라인 필터
5067-1602	InfinityLab Quick Change inline filter assembly for HPLC, with 4.6 mm id, 0.5 µm filter discs	1	컬럼 수명 연장, 손가락으로 조여 교체 가능한 사용 편리성, 쉬운 교체를 위한 비접촉 포장  (최고 권장)	인라인 필터
5067-1607	InfinityLab Quick Change inline filter assembly for UHPLC with Quick Turn and rigid capillary, 2.1 mm, 0.2 µm filter discs	1	컬럼 수명 연장, 고압에서 가용이 간편, 손가락으로 조이는 교체 방식, 데드 볼륨이 없는 연결 보장, 손쉬운 교체를 위한 비접촉식 포장  (최고 권장)	인라인 필터
5067-1606	InfinityLab Quick Change inline filter assembly for HPLC with Quick Turn and rigid capillary, 4.6 mm, 0.5 µm filter discs	1	컬럼 수명 연장, 고압에서 가용이 간편, 손가락으로 조이는 교체 방식, 데드 볼륨이 없는 연결 보장, 손쉬운 교체를 위한 비접촉식 포장  (최고 권장)	인라인 필터
5067-1621	InfinityLab Quick Change Solvent Purifier assembly, 3.0 x 75mm	1	이동상에서 화학 용매 불순물 제거(다른 크기도 가능)	Solvent Purifier
5067-5958	InfinityLab Quick Connect fitting assembly including stainless steel capillary 0.12x150 mm, for 1290 Systems	1	손가락으로 조일 수 있는 컬럼 주입구 연결, 최고 1,300bar까지의 압력 안정성, 제로 데드 볼륨을 보장하는 스프링 내장 설계  (최고 권장)	LC 캐필러리 및 피팅
5067-6167	InfinityLab Quick Connect fitting assembly including stainless steel capillary 0.17x150 mm, for 1260 Systems	1	손가락으로 조일 수 있는 컬럼 주입구 연결, 최고 1,300bar까지의 압력 안정성, 제로 데드 볼륨을 보장하는 스프링 내장 설계  (최고 권장)	LC 캐필러리 및 피팅
5067-5966	InfinityLab Quick Turn fitting	2	컬럼 배출구 및 검출기 연결용, 손가락으로 조일 수 있으며 최고 600bar까지 지원, 제로 데드 볼륨을 보장하는 스프링 내장 설계	LC 캐필러리 및 피팅
5500-1191	InfinityLab Quick Turn Capillary ST 0.12x280mm	1	컬럼 배출구와 검출기 간 연결용, Quick Turn 피팅과 함께 사용(5067-5966)	LC 캐필러리 및 피팅
5043-0915	Mounting tool for InfinityLab Quick Turn fitting	1	최고 800bar의 높은 압력을 위해 Quick Turn 피팅을 조일 수 있는 플라스틱 도구	LC 캐필러리 및 피팅
5043-1222	InfinityLab Stay Safe Cap Kit including 4 caps, 4 venting valves, and 4 fittings	1	용매 용기에서 용매가 증발해 공기 중으로 유출되는 것을 막기 위한 용도. GL45 스레드가 Stay Safe 캡을 애질런트 용매 용기에 고정시킴  (최고 권장)	용매 및 시료 용기
5043-1338	InfinityLab Stay Safe Cap/Waste Can Kit, Stay Safe Cap S60 with 4 ports plus 10 L waste can	1	시스템 폐기물을 안전하게 수집하고 용매 증기가 공기 중으로 유출되는 것을 방지, 활성탄 필터 필요(5043-1193)	용매 및 시료 용기
5043-1221	InfinityLab Stay Safe Cap/Waste Can Kit, Stay Safe Cap with 4 ports and Leak Hose Plus 6 L Waste Can	1	시스템 폐기물을 안전하게 수집하고 용매 증기가 공기 중으로 유출되는 것을 방지, 활성탄 필터 필요(5043-1193)	용매 및 시료 용기
5043-1193	InfinityLab Charcoal Filter with Time Strip	2	Stay Safe 캡 폐기물 용액에서 휘발성 화합물을 흡수하기 위한 활성탄 필터, 사용자에게 교체 시기를 알려주는 타임 스트립 포함	용매 및 시료 용기
5043-1339	InfinityLab Stay Safe Purging Bottle	1	최대 4개의 용매 채널에 대한 쉽고 안전한 퍼지, 용매 증기가 공기 중으로 유출되는 것을 방지  (최고 권장)	용매 및 시료 용기
9301-6526	InfinityLab Solvent Bottle, GL45, Amber, 1 L	1	민감한 용매 또는 완충액의 광분해를 줄이기 위한 갈색 유리 용기	용매 및 시료 용기
9301-6528	InfinityLab Solvent Bottle, GL45, Clear, 1 L	1	1L 투명 유리 용기	용매 및 시료 용기
9301-6342	InfinityLab Solvent Bottle, GL45, Clear, 2 L	1	2L 투명 유리 용기	용매 및 시료 용기
9301-6341	InfinityLab Solvent Bottle, GL45, Amber, 2 L	1	2L 갈색 유리 용기	용매 및 시료 용기
9301-6529	InfinityLab Identification Silicone Rings, 8/pk	1	용매 용기용 색상 식별	용매 및 시료 용기
9301-6530	Stickers, for InfinityLab solvent bottles, 100/pk	1	잔여물 없는 쉬운 라벨 제거를 위한 제거 가능 스티커	
5043-9310	InfinityLab Well-plate 96/0.5 mL, 30/pk	1	클로징 매트와 함께 구성된 플레이트는 모든 애질런트 자동 시료 주입기에서 테스트되었습니다	웰-플레이트

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	제품군
5042-1389	InfinityLab Well-plate Closing Mat, 50/pk	1	플레이트와 함께 구성된 클로징 매트는 모든 애질런트 자동 시료 주입기에서 테스트되었습니다	웰-플레이트
5191-6776	InfinityLab Solvent Filtration Assembly, Including Glass Funnel, 250 mL, Membrane Holder Glass Base, Glass Flask, 1 L, and Aluminum Clamp	1	HPLC 및 UHPLC를 위한 적합한 이동상 준비용. 용매 내 소량의 불순물로 인한 시스템 필터 또는 LC 필터의 막힘 현상 때문에 과도한 압력이 야기되는 현상을 방지하며, 특히 완충액에 사용이 권장됩니다	LC 여과
5191-4340	InfinityLab Filter Membrane, Regenerated Cellulose 47 mm, Pore Size 0.2 µm, 100/pk	1	5191-6776에 가장 일반적인 멤브레인 필터	LC 여과
01018-60025	Stainless Steel Solvent Inlet Filter, 10 µm	4	일반 유리 필터보다 더 작은 공극 크기, 완충액 및 LC/MS에 사용 권장	LC 여과
5043-1759* 5043-1252**	InfinityLab Flex Bench	1	애질런트 LC 기기의 구성 유연성을 극대화하고 실험실의 모든 위치로 시스템을 간편하게 이동  (최고 권장)	LC 벤치
5043-1740* 5043-1711**	InfinityLab Benchtop	1	기존 실험실 벤치에서 애질런트 LC 기기의 구성 유연성 향상  (최고 권장)	LC 벤치
G6015B* G6015A**	InfinityLab Flex Bench MS	1	Agilent InfinityLab LC/MSD 또는 Ultivo LC/MS 시스템을 하나의 스택으로 유지하고 모든 부분의 액세스를 쉽게 함	LC 벤치

*멀티탭 포함, 아시아 태평양 지역을 제외하고 사용 가능

** 멀티탭 비포함, 아시아 태평양 지역용

1290 Infinity II 및 III LC 워크플로 공급품 권장 사항



InfinityLab 긴 수명 HiS 중수소 램프



1290 Infinity III LC 워크플로

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	제품군
5190-0917	InfinityLab Long-life HiS Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Diode Array Detector (G7117A/B/C)	1	램프의 수명이 다한 경우 시스템의 자동 중단을 방지하기 위한 검출기용 여분 램프	LC 램프
G1314-60101	InfinityLab Long-life HiS Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Variable Wavelength Detectors (G7114A/B)	1	램프의 수명이 다한 경우 시스템의 자동 중단을 방지하기 위한 검출기용 여분 램프	LC 램프
G7120-68741	InfinityLab Preventive Maintenance Kit for High Speed Pump (G7120A)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 자동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	PM 키트
G7104-68741	InfinityLab Preventive Maintenance Kit for Flexible Pump (G7104A)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 자동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	PM 키트

키트에는 4개의 펌프 씬(0905-1719), 2세트의 씬 캡 어셈블리(5067-4728), 연동 펌프(5065-4445), PTFE 프리트 5/팩(01018-22707), 배출구 밸브용 2개의 골드 씬(G4220-20020), 4개의 씬 와셔(0905-1175)가 포함되어 있습니다

키트에는 2개의 펌프 씬(0905-1719), 프리트 어셈블리(5067-5716), 연동 펌프(5065-4445), 1290 인라인 필터용 프리트 5/팩(5023-0271), 배출구 밸브용 골드 씬(G4220-20020), 2개의 씬 와셔(0905-1175)가 포함되어 있습니다

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	키트용 부품 목록	제품군
G7167-68710	InfinityLab Preventive Maintenance Kit for Multisampler (G7167B), Standard Configuration	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들 어셈블리(G4267-87201), 니들 시트(G4267-87012), 주입 밸브 로터 씰(5068-0198)이 포함되어 있습니다	PM 키트
G7167-68720	InfinityLab Preventive Maintenance Kit for Multisampler (G7167B), Dual Needle Configuration	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들 어셈블리(G4267-87201), 2개의 니들 시트(G4267-87012), 로터 씰 밸브 DN(5068-0232), 로터 씰 보조 밸브(5068-0229)가 포함되어 있습니다	PM 키트
5067-6616	1290 Infinity II & III Convenience Kit	1	1290 Infinity II 및 III 시스템용으로 완벽한 스타터 키트, 새 InfinityLab LC 기기의 효율적인 사용 증가를 위해 엄선된 InfinityLab 공급품 포트폴리오 제공	키트에는 용매 용기(3개의 투명 용기(9301-6524), 1개의 갈색 용기(9301-6526)), 용매 용기용 실리콘 식별 링 1팩(각각 4가지 색상으로 2개씩)(9301-6529), 용매 용기용 탈착식 스티커 100개/팩(9301-6530), Stay Safe 캡 스타터 키트(5043-1222), 인증된 투명 바이알 100개/팩(5182-0715), 인증 갈색 바이알 100개/팩(5182-0716), 결합형 pre-slit 캡 100개 5팩(5190-7023), 4개의 용매 인렛 필터 스테인리스 스틸(01018-60025), InfinityLab Quick Change 인라인 필터 어셈블리 1개(5067-1603), PTFE 프리트 5개 2팩(01018-22707), 컬럼 홀더 클램프 2개/팩(G7116-68004), 컬럼 홀더 라멜라 클립 2개/팩(G7116-68003) 및 1290 Infinity II & III 캐필러리 키트의 내용물 전체(5067-6615)가 포함되어 있습니다	스타터 키트
5067-6615	1290 Infinity II & III Capillary Kit	1	우수한 신뢰성과 쉬운 사용성을 위한 시스템 연결 및 시스템 진단 테스트 수행용 캐필러리 완전 세트, Quick Connect 및 Quick Turn 피팅 포함	키트에는 1개의 시스템 캐필러리 여분 세트(0.17x300mm(5067-6129), 0.17x900mm(5500-1217), 0.12x500mm(5500-1157), PTFE 튜빙 0.7x500mm(5062-2462), PEEK 피팅 10/pk(5065-4426)), 1x Quick Connect 어셈블리(5067-5957), 2x Quick Turn 피팅(5067-5966), 캐필러리(0.12x120mm (5500-1249), 0.12x280mm(5500-1191)), 블랭크 너트(5067-6127), Restriction 캐필러리 0.12x200mm(5022-2159), 유니언(5022-2184)이 포함되어 있습니다	스타터 키트
G7116-60051	InfinityLab Quick Connect Heat Exchanger, High Flow (0.12 mm id, 3.0 µL Volume)	1	약 2.5mL/min 이상의 고유량		연결 공급품
5067-5963	InfinityLab Quick Connect Heat Exchanger, Low Dispersion Kit (0.075 mm id, 1.1 µL Volume, with Connecting Capillaries)	1	시료 분산을 줄여 감도 개선		연결 공급품

* PM: 예방적 유지보수

1260 Infinity II 및 III Prime LC 워크플로 공급품 권장 사항



InfinityLab 긴 수명 HiS 중수소 램프



1260 Infinity III Prime LC 워크플로

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	키트용 부품 목록	제품군
5190-0917	InfinityLab Long-life HiS Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Diode Array Detector (G7117A/B/C)	1	램프의 수명이 다한 경우 시스템의 가동 중단을 방지하기 위한 검출기용 여분 램프		LC 램프
G1314-60101	InfinityLab Long-life HiS Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Variable Wavelength Detectors (G7114A/B)	1	램프의 수명이 다한 경우 시스템의 가동 중단을 방지하기 위한 검출기용 여분 램프		LC 램프
G7104-68741	InfinityLab Preventive Maintenance Kit for Flexible Pump (G7104A)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 펌프 실 2개(0905-1719), 실 와셔 실 2개(0905-1175), 배출구 필터용 프리트(5067-5417), 연동 펌프(5065-4445), 인라인 필터용 프리트 5/팩(5023-0271), 배출구 밸브용 골드 실(G4220-20020)이 포함되어 있습니다	PM 키트
G7129-68740	InfinityLab Preventive Maintenance Kit Vialsampler (G7129C)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들(G7129-87200), 니들 시트(G7129-87017), 연동 펌프(5065-4445), 로터 실 2/팩(0101-1416), 핑거 캡 15/팩(5063-6506)이 포함되어 있습니다	PM 키트
G7167-68730	InfinityLab Preventive Maintenance Kit Multisampler (G7167A)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들(G4267-87201), 니들 시트(G4267-87012), 로터 실 2/팩(5068-0209)이 포함되어 있습니다	PM 키트

1260 Infinity II 및 III LC 워크플로 공급품 권장 사항



1260 Infinity III LC 워크플로

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	키트용 부품 목록	제품군
2140-0820	InfinityLab Long-life Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Diode Array and Multiple Wavelength Detectors (G7115A/G7165A)	1	램프의 수명이 다한 경우 시스템의 가동 중단을 방지하기 위한 검출기용 여분 램프		LC 램프
G1314-60101	InfinityLab Long-life HiS Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Variable Wavelength Detectors (G7114A/B)	1	램프의 수명이 다한 경우 시스템의 가동 중단을 방지하기 위한 검출기용 여분 램프		LC 램프
5067-6617	1260 Infinity II 및 III Convenience Kit	1	1260 Infinity II 및 III 시스템용으로 완벽한 스타터 키트, 새 InfinityLab LC 기기의 효율적인 사용 증가를 위해 엄선된 InfinityLab 공급품 포트폴리오 제공	키트에는 용매 용기(3개의 투명 용기(9301-6524), 1개의 갈색 용기(9301-6526)), 용매 용기용 실리콘 식별 링 1팩(각각 4가지 색상으로 2개씩)(9301-6529), 용매 용기용 탈착식 스티커 100개/팩(9301-6530), Stay Safe 캡 스타터 키트(5043-1222), 인증된 투명 바이알 100개/팩(5182-0715), 인증 갈색 바이알 100개/팩(5182-0716), 결합형 pre-slit 캡 100개 5팩(5190-7023), 4개의 용매 인렛 필터 스테인리스 스틸(01018-60025), InfinityLab Quick Change 인라인 필터 어셈블리 1개(5067-1603), PTFE 프리트 5개 2팩(01018-22707), 컬럼 홀더 클램프 2개/팩(G7116-68004), 컬럼 홀더 라멜라 클립 2개/팩(G7116-68003) 및 1260 Infinity II & III 캐필러리 키트의 내용물 전체(5067-6614)가 포함되어 있습니다	스타터 키트
5067-6614	1260 Infinity II & III Capillary Kit	1	우수한 신뢰성과 쉬운 사용성을 위한 시스템 연결 및 시스템 진단 테스트 수행용 캐필러리 완전 세트, Quick Connect 및 Quick Turn 피팅 포함	키트에는 1개의 시스템 캐필러리 여분 세트(0.17x500mm (5500-1246), 0.17x900mm(5500-1217), 0.12x500mm(5500-1157), PTFE 튜빙 0.7x500mm(5062-2462), PEEK 피팅 10/팩(5065-4426)), 1x Quick Connect 어셈블리(5500-1181), 2x Quick Turn 피팅(5067-5966), 캐필러리(0.17x120mm (5500-1250), 0.12x280mm (5500-1191)), 블랭크 너트(5043-0277), Restriction 캐필러리 0.12x200mm(5022-2159), 유니언(5022-2184)이 포함되어 있습니다	스타터 키트
G1310-68741	InfinityLab Preventive Maintenance Kit Isocratic and Quaternary Pump (G7110B, G7111A/B)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 플런저 씰(5063-6589), 2세트의 씰 캡 어셈블리(5067-4728), 2개의 필름 와셔(01018-07102), PTFE 프리트 5/팩(01018-22707)이 포함되어 있습니다	PM 키트
G7129-68740	InfinityLab Preventive Maintenance Kit Vialsampler (G7129C)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들(G7129-87200), 니들 시트(G7129-87017), 연동 펌프(5065-4445), 로터 씰 2/팩(0101-1416) 및 핑거 캡 15/팩(5063-6506)이 포함되어 있습니다	PM 키트
G7167-68730	InfinityLab Preventive Maintenance Kit Multisampler (G7167A)	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들(G4267-87201), 니들 시트(G4267-87012), 로터 씰 2/팩(5068-0209)이 포함되어 있습니다	PM 키트
G7116-60061	InfinityLab Quick Connect Heat Exchanger, High Flow (0.17 mm id, 6.0 µL volume)	1	약 2.5mL/min 이상의 고유량		연결 공급품

1220 Infinity II LC 워크플로 공급품 권장 사항



InfinityLab 긴 수명 중수소 램프



1220 Infinity II LC 워크플로

부품 번호	설명	권장 수량	권장 용도	키트용 부품 목록	제품군
2140-0820	InfinityLab Long-life Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Diode Array and Multiple Wavelength Detector of 1220 Infinity II LC	1	램프 수명이 마지막에 도달했을 때 시스템의 가동 중단을 방지하기 위한 다이오드 어레이 검출기용 여분 램프		LC 램프
G1314-60101	InfinityLab Long-life HiS Deuterium Lamp, with RFID Tag, for Variable Wavelength Detector of 1220 Infinity II LC	1	램프 수명이 마지막에 도달했을 때 시스템의 가동 중단을 방지하기 위한 가변 파장 검출기용 여분 램프		LC 램프
G4280-68730	InfinityLab Preventive Maintenance Kit, for 1220 Infinity II system with Autosampler	1	애질런트의 연구에 따르면 PM의 수행으로 시스템 가동 중단과 문제해결 시간을 감소시켜 30% 이상의 비용을 절감할 수 있습니다	키트에는 니들(G1313-87201), 니들 시트(G1329-87017), 로터 씰 (0100-1853), PTFE 프리트 5/팩 (01018-22707), 2 세트의 씰 캡 어셈블리(5067-4728), 플런저 씰 2/팩 (5063-6589)이 포함되어 있습니다	PM 키트

추가 정보:

<https://www.agilent.com/ko-kr/product/liquid-chromatography>

DE004638

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2025
2025년 2월 25일 한국에서 발행
5994-5755KO

한국애질런트테크놀로지스㈜
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
DF타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com